

# Rehabilitación Oral

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS



# Contra ángulos y piezas de mano

## GENERAL



### FX25 CA 1:1

Sin irrigación push button.  
No incluye boquilla y manguera (Opcional).



### FX 65 Spray Externo

Apto para microneumático.  
Irrigación externa.  
Vel: Max. 40000 min.  
No incluye boquilla y manguera (Opcional).



### S MAX M25

Cuerpo de acero, push button, rodamientos cerámicos.  
Irrigación interna, ultra liviano.  
Vel: Max. 40.000 min.



### S MAX M25L

Cuerpo de acero, push button, rodamientos cerámicos irrigación interna, ultra liviano.  
Apto para micro con luz.  
Vel: Max. 40.000 min.

## IMPLANTES



### CA TI MAX DSG20

Desarmable 20:1 cuerpo de titanio, push button, rodamientos cerámicos, DuraCoat.



### CA TI MAX DSG20L

Desarmable 20:1 cuerpo de titanio, push button, rodamientos cerámicos, DuraCoat.  
Apto para micro con luz.



### Ca S Max Sg20

Cuerpo de acero, 20:1, push button, rodamientos cerámicos.  
No desarmable.



### TI MAX X SG 65L

Pieza de mano recta apto para micro con luz, irrigación externa.



### Ti Max X Sg 65

Pieza de mano recta irrigación externa.

## PRÓTESIS



### CA Smax M95

Cuerpo de acero 1:5, 4 spray, rodamientos de acero, push button.  
Velocidad máxima: 200000 min.



### CA Smax M95I

4 spray, rodamientos de acero, push button. Apto para micro con luz.  
Velocidad máxima: 200000 min.



### CA Ti Max X95I

Cuerpo de titanio, 4 spray, rodamiento cerámico, push button, dura coat.  
Irrigación interna.  
Apto para micro con luz.



### CA Ti Max Z95I

Cuerpo de titanio, 4 spray, rodamiento cerámico, push button, duraCoat, irrigación interna. Incluye sistema anticolor para los pacientes. Microfiltro, previene el ingreso de partículas al pulverizador, apto para micro con luz.  
Velocidad máxima: 200000 min.



### CA Max Z45I

Cuerpo de titanio, 4 spray, rodamiento cerámico, push button, duraCoat, irrigación interna. Angulado, cabeza a 45 grados. Apto micro con luz y único CA en el mundo de 45 grados. Especial zona de molares. Sistema anticolor y microfiltro de partículas.  
Velocidad máxima: 168000 min.



### Ti Max Ex95I

Irrigación externa, apto para fisiodispenser. Velocidad máxima: 200000 min.

# Turbinas Neumáticas



## PANA MAX PLUS

4 spray, rodamientos cerámicos, push button, liviana. Origen Japón. 3 versiones de acoples. B2 M4 QD.



## DYNALED

Autogenerada, Led blanca, 4 spray, rodamientos cerámicos push button, liviana origen Japón. 3 versiones de acople. B2 M4 QD.



## SMAX

Para trabajar con fuentes de luz incorporada en el sillón dental. Versiones para aclope: Kavo, Sirona ,W&H, Bien Air. No incluye acople rápido.



## TI MAX

# Cirugía



## PIEZAS DE MANO DE MICROCIRUGÍA Recta y Angulada

1:1 anillo azul velocidad máxima 40000 min.

1:2 anillo rojo multiplicadora velocidad máxima 80000 min.

# Microsierras Piezas de Mano Rectas



## No Óptico MODELO SGO2-E

### Reducción 3:1

- Con Boquilla de Irrigación Externa
- 17° de Oscilación
- Variedad de hojas disponibles



## No Óptico MODELO SGR2-E

### Reducción 3:1

- Con Boquilla de Irrigación Externa
- 3 tipos de hojas: 10, 20 y 30 mm



## No Óptico MODELO SGT2-E

### Reducción 3:1

- Con Boquilla de Irrigación Externa
- 2 tipos de hojas: 6mm y 10mm
- Espesor 0.35mm

 Dentsply  
Sirona



**MICROMOTOR NEUMÁTICO  
AIRMOTOR DE SIRONA (IBO EBO.)  
Interno y externo.**

 Dentsply  
Sirona



**PIEZA DE MANO RECTA**

## Equipos para implantes



### Surgic Pro

Control de precisión  
Micromotor LED, 3 niveles de iluminación (más de 32.000 lux)  
Máximo torque (hasta 80 Ncm)  
Amplio rango de velocidad (10 a 40,000 min)  
Micromotor pequeño y liviano  
Amplia pantalla LCD con iluminación  
Delgada y hermética bomba de alto rendimiento  
Excelente durabilidad



### iSD900 Torquímetro inalámbrico

Motor iSD900 / iSD-HP / Cargador Rápido para iSD900 /  
Calibrador de torque / Palanca con interruptor de  
encendido/apagado  
Torque: 10 - 40 Ncm con incrementos de 1 ó 5 Ncm  
Velocidad: 15, 20, 25 min-1  
Peso: 148 g (Motor iSD900 + iSD-HP)  
Tiempo de recarga: Alrededor de 90 min. \*  
Tiempo de Operación Continua Máx. 72 min. \*  
\* éstos pueden cambiar de acuerdo con el entorno de uso

## Higiene bucal



### Cavitador eléctrico Vario: 570/ 370

Consola de mando con cable de pieza de mano /  
Adaptador de corriente / Pieza de mano / Set Filtro de Agua /  
Conector de suministro de agua / Pedal de control (FC-70)  
Opcional / 3 Puntas de escarificación (G4, G6, G8)  
/ Llave con Torquímetro para puntas.  
Fuente de poder: AC 100V-240V 50/60 Hz  
Frecuencia: 28-32 KHz  
Salida máx: 11W(Modo G)  
Dimensiones: 570: L160 x An135 x Al65 (mm)  
Varios 370: L 80 x An 115 x Al 32 (mm) (sin perilla y cable)  
Peso Consola: 0.43 kg (sin contra-ángulo)

## Micro-Motor eléctrico



### Micro Eléctrico NANO NLX

**Portátil. el Micro mas pequeño del mundo.  
3 Funciones de CA (1:1- 1:5 - 16:1) Display digital.**

Micromotor NLX nano únicamente / Cuerpo de Titanio  
Macizo / Esterilizable con autoclave hasta 135°C.  
El Micro más pequeño del mundo.





## Equipos para cirugía ósea

PIEZOSURGERY® Touch

PIEZOSURGERY® White

**PiezoSurgery®**, tecnología revolucionaria para la cirugía ósea: un dispositivo que proporciona precisión, seguridad, ergonomía perfecta y la más alta calidad a los cirujanos de todo el mundo.

### VENTAJAS CLÍNICAS

**PiezoSurgery®** proporciona cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas, con la máxima precisión quirúrgica y sensación táctil intraoperatoria.

### CORTES SELECTIVOS

Cortes selectivos protege cualquier tipo de tejido blando. Nervios, vasos y membranas no se lesionan durante el corte del hueso. Así PiezoSurgery® ofrece la máxima seguridad para los cirujanos y los pacientes.

### EFECTO DE CAVITACIÓN

PiezoSurgery® ofrece la máxima visibilidad intraoperatoria. El efecto de la cavitación de los movimientos de ultrasónicos conducen a un sitio quirúrgico sin sangre.

### Ventajas técnicas

- Pantalla táctil de cristal exclusivo.
- Fácil de limpiar.
- Tasa de riego y el poder elegido por el toque de un dedo.

### LÁMINAS DE PROTECCIÓN ESTÉRILES

La pantalla de cristal exclusivo del tacto **PiezoSurgery®** se puede proteger con un dedicado envase individual, lámina transparente, estéril. Gracias a estos escudos invisibles, no hay suciedad, arañazos o huellas dactilares que afectará su teclado de vidrio.

### PIEZA DE MANO CON LED

- De tipo giratorio luz LED se puede dirigir a la punta de inserción.
- Elegir entre automático y luz permanente o apagado.

### SISTEMA DE PIEZA DE MANO ÚNICA

- Todo en un solo sistema esterilizable, mango-LED y cable de la pieza de mano.
- Línea de irrigación esterilizable, interna, no desechables necesario.
- Nuevo acoplamiento del cordón pieza de mano protegida contra el mal manejo.



**PIEZOSURGERY® touch**



**PIEZOSURGERY® touch**  
**WHITE**

Made in USA

# Lupas y leds PeriOptix

Increíblemente livianas.  
Llega a la Argentina la lupa N°1 del mundo

2 tipos de LED  
Mini LED (7gr) 42.000 Lux  
LED Firefly inalámbrica  
Única en el mercado



Regulable en 3 posiciones

Puente nasal ajustable en 2 posiciones.

¡Sólo  
45g!



## LUPAS PERIOPTIX MICROLINE TTL MARCO PERIVISTA

- Una de las más compactas y livianas del mercado
- Disponible en distintas magnificaciones
- 4 distancias de trabajo
- 8 colores de marcos

CASA CENTRAL: Moreno 1391 . C1091ABA · CABA . Tel.: +54 11 4382 5012  
SUC. CÓRDOBA: Sarmiento 805, 1er. P. Of. 1. Córdoba. Tel.: +54 9 351 546 9766  
info@biodental.com.ar

 /biodental\_oficial

 /biodental\_oficial

 Dentsply Sirona

 BIOHORIZONS®

 mectron

 DÜRR DENTAL

 VITA

 NSK

 D-Z

 Drevo

 **BIODENTAL**  
DESDE 1998 LÍDER EN TECNOLOGÍA

 BEGO

 Euronda

 Prestige Medical®  
Integrated decontamination solutions

 BJOTECK

 PeriOptix

 DENTAURUM

www.biodental.com.ar