


# Varios 370 **Óptico / No Óptico** iPiezo engine®

## Compacta Consola de mando Multipropósito en la Punta de sus Dedos

Varios 370 ha sido desarrollado especialmente para ofrecer una consola de mando compacta y portátil, que permite una fácil instalación en cualquier unidad dental. Es fácil de usar y adecuado para una gran variedad de procedimientos clínicos.



### Ventajas

- Potenciado por iPiezo engine
- Cuerpo portátil ultra compacto
- Panel de control de funciones simple e intuitivo
- Grande y fuerte perilla de ajuste del volumen de agua para un fácil funcionamiento
- Se disponen de soportes para varias formas de instalación
- La pieza de mano es lavable en el termodesinfectante y puede ser esterilizada en autoclave hasta máximo de 135°C

### Soporte de Consola de mando

El Soporte de la Consola de mando está disponible para varias posiciones de instalación.



### Ejemplos de Instalación de Varios 370



Con Soporte (opcional) sobre el brazo del panel de instrumentos



Sobre/Debajo del panel de instrumentos



Detrás del panel de instrumentos, con Brazo de Montaje (opcional)

### Varios 370 Sets Completos



#### Óptico Varios 370 Óptico Sets Completos

MODELO: **VA370 LUX (120V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001956**

MODELO: **VA370 LUX (230V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001343**

#### No Óptico Varios 370 No Óptico Sets Completos

MODELO: **VA370 (120V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001958**

MODELO: **VA370 (230V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001340**

#### Especificaciones

- Fuente de poder : AC 100V-240V 50/60 Hz
- Frecuencia : 28-32 KHz
- Salida máx. : 11 W (Modo G)
- Dimensiones : L 80 x An 115 x Al 32 (mm) (sin perilla y cable)
- Peso Consola : 0.43 kg (sin contra-ángulo)

#### Contenido

- Consola de mando con cable de pieza de mano
- Soporte de Consola de mando
- Adaptador de corriente
- Pieza de mano
- Soporte de Pieza de mano
- Set Filtro de Agua
- Conector de suministro de agua (sólo en los sets de 120V)
- Interruptor de Pedal (FC-71)
- 3 Puntas para Escarificación (G4, G6, G8)
- Llave con Torquímetro para Puntas