

ORTODONCIA ORTOPEDIA



BRACKETS . ALICATES . ELASTÓMEROS
TORNILLOS . ALAMBRES . ACRÍLICOS
ARCOS . TUBOS



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



D
DENTAURUM



BIODENTAL
DESDE 1998 LÍDER EN TECNOLOGÍA



Dra. María Noel Strada
 Argentina 
 Dedicación exclusiva a la Ortodoncia
 Graduada en la UNC, con mención de honor al mejor promedio.
 Miembro de la American Orthodontics Association.
 Miembro de IAFO.

¿En el caso de autoligables estéticos, es recomendable un clip metálico?

Cuando elijo trabajar con brackets de autoligado, que son mi preferencia, no sólo por la comodidad sino sobre todo por las virtudes biológicas que ofrecen a los movimientos dentarios, me aseguro de disponer de un clip metálico, porque me otorga confianza para garantizar la eficacia de los movimientos y la adaptación precisa y efectiva del arco sobre el fondo del slot permitiéndome alcanzar las posiciones más acabadas y la mejor oclusión.



Gran confort, estética perfecta. Se aumenta la comodidad del paciente, debido a la significativa reducción del tamaño del 20% frente al Discovery, sin que disminuya de forma negativa el control del torque ni de la angulación. Cada bracket lleva grabado el número de pieza en la parte posterior, para una mejor identificación.

Prescripción: ROTH | MBT

Slot : 0,22

Reposición Individual de Brackets

M.B.T
 REF 722-942-01

ROTH
 REF 722-941-01



Fascinantemente natural.

El bracket de cerámica pura sobrepasa todos los límites conocidos hasta ahora de estética, calidad y rendimiento.

Una vez pegado sobre el diente, gracias a su color y alta translucidez, Discovery® Pearl se adapta por completo al entorno natural de los dientes. Su perfecta geometría y tamaño hacen que el bracket innovador parezca casi invisible en boca.

Prescripción: ROTH | MBT

Slot : 0,22

Reposición Individual de Brackets

ROTH
 REF 722-742-65

M.B.T
 REF 722-741-65





dinamique[®]

El bracket autoligable cerámico Dinamique® C de Dentaurem tiene mucho que ofrecer: estética excelente y comodidad perfecta para el paciente, manejo sencillo y un tratamiento eficiente con tiempo de sillón reducido.

Prescripción: ROTH | MBT

Slot : 0,22

Reposición Individual de Brackets

ROTH
REF 700-550-00

M.B.T
REF 700-551-00



BRACKETS AUTOLIGABLES



ROTH
REF 891-410-00

M.B.T
REF 891-411-00



dinamique[®]

El bracket metálico autoligable Dinamique® M de Dentaurem cumple con todas las exigencias de un sistema moderno de brackets autoligables . Gracias al diseño redondeado de las aletas el bracket es muy cómodo para el paciente. Es de manejo sencillo y uso seguro.

Prescripción: ROTH | MBT

Slot : 0,22

Reposición Individual de Brackets

DDDDDDDDDDDDDDDD



discovery
delight

Sorprendentemente diferente.

SISTEMA LINGUAL

El componente principal del sistema Discovery® Delight es una línea de cuatro brackets linguales que se pueden utilizar tanto en la mandíbula como en el maxilar. Esto hace que su uso sea sencillo y eficiente. Mediante la combinación de un slot vertical en los brackets anteriores y un slot horizontal en los brackets posteriores el sistema garantiza una óptima transmisión de fuerzas.

Prescripción: ROTH | MBT

Slot : 0,22

Reposición Individual de Brackets

- Bracket de una pieza.
- Alta biocompatibilidad.
- Base estructurada con láser.
- Buena retención.
- Óptimo diseño de aletas.
- Un ligado sencillo y seguro.
- Perfil bajo y estilizado.
- Máximo espacio para la lengua.

MICRO IMPLANTES



El sistema de anclaje esquelético Tomas® ofrece un tratamiento ortodóntico efectivo y sencillo. El tratamiento con microtornillos no precisa de aparatos extraorales.

Los campos de aplicación más importantes de microtornillos son movimientos activos de dientes o una estabilización pasiva. En la mayoría de los casos se puede evitar la extracción de dientes. El profesional que usa Tomas® beneficia de un programa bien estructurado de pocos componentes y una amplia gama de servicios que facilita el uso del anclaje esquelético.



DISTALIZADOR

amda

Junto con el sistema Tomas®, Amda® hace posible una distalización guiada de forma segura de los molares superiores. Por ser un aparato de anclaje esquelético se puede utilizar tanto para la distalización y/o mesialización bi- o unilateral de los molares superiores como para la retracción de los dientes anteriores superiores. En la fase de retención el aparato puede servir de arco transpalatino con anclaje esquelético.



DDDDDDDDDDDDDD



Dr. Santiago Isaza Penco
Italia 🇮🇹
Prof. Master Ortho 3d di
University Cattolica di Roma

¿Es importante que el bracket sea de UNA sola pieza?

Es FUNDAMENTAL que el bracket se haya construido en un bloque/pieza único con la técnica MIM porque garantiza precisión y por lo tanto transmite correctamente al diente la información; además la superficie lisa sea del slot y en general del bracket garantiza una reducción de la fricción. Por último con la técnica MIM se pueden colocar brackets realmente pequeños como el **SMART** de la familia **Discovery**.

ORTHOCAST^{NF} TUBOS

Ortho-Cast M-Series mini 22
No convertible



MAXILAR



Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF	Sistema
17	-14°	0°	*	2,5 mm	822-411-17	Roth
27	-14°	0°	*	2,5 mm	822-411-17	Roth
17	-14°	0°	*	2,5 mm	822-412-17	McLaughlin-Benett-Trevisi
27	-14°	0°	*	2,5 mm	822-412-17	McLaughlin-Benett-Trevisi

MANDÍBULA



Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF	Sistema
47	-30°	0°	*	2,5 mm	822-411-17	Roth
37	-30°	0°	*	2,5 mm	822-411-17	Roth
47	-10°	0°	*	2,5 mm	822-412-17	McLaughlin-Benett-Trevisi
37	-10°	0°	*	2,5 mm	822-412-17	McLaughlin-Benett-Trevisi

Ortho-Cast M-Series 22
No convertible

MAXILAR




Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF	Sistema
16	-14°	14°	*	3,3 mm	822-211-16	Roth
26	-14°	14°	*	3,3 mm	822-211-26	Roth
16	-14°	14°	*	3,3 mm	822-212-16	McLaughlin-Benett-Trevisi
26	-14°	14°	*	3,3 mm	822-212-26	McLaughlin-Benett-Trevisi

MANDÍBULA




Dientes	Torque	Distal Offset	Gancho	Anchura	REF	Sistema
45	-30°	4°	*	3,3 mm	822-211-46	Roth
36	-30°	4°	*	3,3 mm	822-211-36	Roth
45	-20°	0°	*	3,3 mm	822-212-46	McLaughlin-Benett-Trevisi
36	-20°	0°	*	3,3 mm	822-212-36	McLaughlin-Benett-Trevisi

ARCOS




Remanium
Acero Inoxidable




Rematitan Lite White
Nitinol Estético



Rematitan Lite
Nitinol



Tensic White
Termoactivable Estético



Tensic
Nitinol Termoactivable

SECUENCIA DE ARCOS

Etapas	Camino Acero	Camino Niti	Mordida Cubierta con Curva de Spee Posterior	Mecánica (Extracciones, gomas de clase)
1- Alineación	15/Coaxial 18/Coaxial 16/Acero	14/Nitinol 16/Nitinol 16/Térmico	14/Nitinol 16/Nitinol 18/Nitinol	*Se puede usar cualquiera de las opciones anteriores
2- Nivelación	16/Acero 18/Acero 20/Acero	19x25/Térmico	18/Acero 20/Acero 16x16/Acero 18x25/Acero 19x25/Acero	*Se puede usar cualquiera de las opciones anteriores
3- Mecánica				
Asentamiento de Torques	19x25/Acero con postes	19x25/Acero con postes	19x25/Acero con postes	19x25/Acero con postes
Cierre de Espacios				
Renivelación	18/Nitinol o Acero	18/Nitinol o Acero	18/Nitinol o Acero	18/Nitinol o Acero
Detalles de Finalización	19x25/Acero 14/Acero 19x25/Braided	19x25/Acero 14/Acero 19x25/Braided	19x25/Acero 14/Acero 19x25/Braided	19x25/Acero 14/Acero 19x25/Braided



ELASTÓMEROS INTRAORAL | EXTRAORAL

La paleta de productos intraorales y extraorales de Dentaureum abarca desde los simples anillos elásticos o separadores para aplicación intraoral pasando por las bandas cervicales hasta los innovadores aparatos extraorales.

Elementos elastoméricos

Aquí disponemos de una gran variedad de diversos colores, diámetros y fuerzas de tracción o variantes exentas de látex para alérgicos.



GOMAS INTRAORALES			
	Light	Medium	Heavy
1/8	REF 772-103-00	REF 772-113-00	REF 772-123-00
3/16	REF 772-104-00	REF 772-114-00	REF 772-124-00
1/4	REF 772-106-00	REF 772-116-00	REF 772-126-00
5/16	REF 772-107-00	REF 772-117-00	REF 772-127-00
3/8	REF 772-109-00	REF 772-119-00	REF 772-129-00

Separador para molares, (5 x 20 separadores)

Elásticos Extraorales 9,50mm x 1000u 3/8
 Elásticos Extraorales 8,0mm x 1000u 5/16
 Elásticos Extraorales 12,7mm x1000u 1/2

CADENA ELÁSTICA TRANSPARENTE
 Con mallete-Discontinua- 1000 pcs
 Sin mallete-Discontinua- 1000 pcs

Dentalastic Personal, 45 malletes x 22 anillos 1000 pcs	
plateado	
transparente	
negro	
blanco	
rojo	
fucsia	
azul	
púrpura	
amarillo	
verde	
naranja	
perlado	



124-305-00 Cera protectora x50u



Dr. Eduardo Sakai
 Brasil 🇧🇷
 Professor Coordenador do
 Curso de Especialização em
 Ortopedia Funcional dos
 Maxilares
 (Núcleo de Estudos em
 Odontologia- NEO)-
 Professor convidado -OFM -
 Universidade Brasil



¿Cualquier alambre sirve para hacer piezas de aparatos ortopédicos funcionales?

No, para cada tipo de pieza se debe utilizar el alambre indicado: apoyos oclusales? alambre media caña; arco vestibular de Bimler? alambre 0,9 Feder Hart.

Pero, antes de empezar a hacer las dobleces, hay que dejar el alambre totalmente recto; y las dobleces tienen que ser justas, exactas, pues no es aceptable que el alambre presente marcas de pinzas o de otras dobleces. Y debe ser de buen origen: buen material + buenas piezas = buenos aparatos y buenos tratamientos.



ALICATES PARA ORTODONCIA



Corte Lateral
REF016-153-00



Corte Distal
REF003-701-00
REF003-702-00



Corte de
Ligaduras Recto
REF014-151-00



Corte de
Ligaduras 45°
REF014-152-00



Para remover
brackets
REF 003-349-00
REF 045-005-00



Para remover
bandas
REF 026-347-00
REF 045-004-00



Para remover
brackets
REF 004-350-00



Tweed
REF 012-350-00
REF 045-001-00



How curvo
REF 003-111-00



Weingart
REF 003-121-00
REF 045-003-00



Angle
REF 003-442-00
REF 045-000-00



Johnson
REF 003-114-00



Jarabak
REF 003-125-00



How Recto
REF 003-112-00
REF 045-006-00



Pinza porta brackets
y tubos
REF 025-280-00



Porta agujas Mathieu
REF 000-030-00



ALICATES PARA ORTOPEDIA



Angle
REF 003-139-00
REF 045-002-00



Pico Plano
REF 035-455-00
REF 045-018-00



Media Caña
REF 003-233-00
REF 045-013-00



Aderer Tres Picos
REF 003-200/201/202-00
REF 045-00/008/020-00



Nance
REF 000-001-00
REF 045-010-00



De Corte (Cizalla)
REF 044-177-00



Young
REF 012-074-00
REF 045-011-00




Premium
REF 045-006-00



Ocluser
REF 072-004-00

TORNILLOS DE EXPANSIÓN



Mini EXPANSIÓN / VÁSTAGO



Vástago Ref 600-300-10 1 Pieza

Expansión transversal y distalización de la mandíbula

Medium EXPANSIÓN / VÁSTAGO



Vástago Ref 600-301-10 1 Pieza

Soporte ancho. Para expansión transversal y distalización de maxilar y mandíbula.


Maxi EXPANSIÓN / VÁSTAGO



Vástago Ref 600-302-10 1 Pieza

Forma de vástago. Para expansión transversal de maxilar.

Magnum EXPANSIÓN / VÁSTAGO



Ref 600-303-10 1 Pieza

Forma de vástago. Para expansión transversal de maxilar y aparatos ortodónticos bimaxilares.


TORNILLO DE TRACCIÓN MINI / MEDIUM



Ref 600-600-30 / 600-601-30

Forma de vástago. Para cerrar espacios y para movimientos de dientes aislados.

TORNILLO DE EXP. TRAPEZOIDAL



Ref 600-310-30

Forma de vástago. Para la expansión transversal de maxilares estrechos y como tornillo de activador para aparatos ortodónticos bimaxilares.

Bertoni tipo A - 3 sectores



Tres movimientos (Tipo A)
Ref 602-605-10 1 Pieza
Para movimientos transversales y protrusivos en placas Y.

Bertoni tipo B - 2 sectores



Tres movimientos (Tipo B)
Ref 602-606-10 1 Pieza
Para movimientos transversales y protrusivos en placas Y.

Tipo Abanico



Tres movimientos (Tipo B)
Ref 602-600-10 1 Pieza
Para dilatación anterior o posterior en el maxilar.

Llave de seguridad



Ref 611-120-01

TORNILLOS ESPECIALES Y ACCESORIOS

ALAMBRES



REMANIUM

Medidas:
0,5mm; 0,6mm;
0,7mm; 0,8mm;
0,9mm; 1,0mm;
1,1mm; 1,2mm
REF 523-100-00



**PARA LIGADURAS
BLANDO**

Medidas:
0,25mm (80mts)
REF 500-025-00



DENTAFLEX CO AXIAL

Medidas:
0,38/15 (4mts)
REF 545-638-01

Orthocryl®

Orthocryl Color



Violeta 250ml
REF 161-134-00



Azul 250ml
REF 161-129-00



Amarillo 250ml
REF 161-130-00



Verde 250ml
REF 161-128-00



Rojo 250ml
REF 161-127-00



Fucsia 500ml
REF 161-132-00



Transparente 500ml
REF 161-150-00

Orthocryl Neón




Turquesa 250ml
REF 161-131-00




Fucsia-neón 250ml
REF 160-009-00



Verde-neón 250ml
REF 160-010-00



Amarillo-neón 250ml
REF 160-007-00



Naranja-neón 250ml
REF 160-006-00

Black & White, Polímero



Negro 200g
REF 160-011-00



Blanco 200g
REF 160-012-00



Orthocryl polvo
incoloro x 1 kg
REF 160-112-00



Orthocryl concentrado
azul x 100 ml
REF 161-622-00



Orthocryl concentrado
rojo x 100 ml
REF 161-620-00

ACCESORIOS PARA OPTIMIZAR EL USO DEL Orthocryl®



Boquilla para
rociar polvo
REF 162-751



Aguja para líquido
Orthocryl
REF 162-752

Distribuidor



D
DENTAURUM
SOLAMENTE SONRISAS

Biodental | Latinmarket S.A.
Moreno 1389/91 | C1091ABA
Buenos Aires | Argentina
+54 114382 5012



www.biodental.com.ar