

mectron



PIEZOSURGERY® Touch

El futuro de la cirugía ósea

Cuando mectron introdujo PIEZOSURGERY® en 2001, la tecnología revolucionó la cirugía ósea. El dispositivo ofrecía precisión, seguridad, ergonomía y un rendimiento de alta calidad para cirujanos de todo el mundo. Pronto esta nueva tecnología se convirtió en la referencia para los dispositivos de cirugía ósea.

En 2011, mectron volvió a subir el listón con el PIEZOSURGERY® touch. Sus características incluyen una exclusiva pantalla táctil de cristal negro, una interfaz de usuario intuitiva y una pieza de mano LED giratoria, que proporciona un nuevo nivel de ergonomía.

Así que prepárese para seleccionar la calidad ósea y el caudal de irrigación con sólo tocar con el dedo: prepárese para el nuevo PIEZOSURGERY® touch.

Set de equipamiento

- 1 unidad táctil PIEZOSURGERY®
- 1 pieza de mano LED, con cable
- 1 llave dinamométrica K8
- 1 maletín de transporte



mectron



PIEZOSURGERY® GP Blanco

¡Iníciate en la cirugía osea!

Más fácil imposible. Si busca un aparato que le ofrezca sencillez y claridad en todos los detalles, aquí lo tiene: Manejo 100% sencillo para la máxima seguridad en el tratamiento.

Materiales especialmente seleccionados para facilitar la limpieza, desinfección y esterilización. Piezas estándar rentables para una economía perfecta.

Usted lo llama perfecto para el uso diario. Nosotros lo llamamos PIEZOSURGERY® GP.

Ventajas clínicas

Las microvibraciones ultrasónicas patentadas de la técnica PIEZOSURGERY® original cortan el hueso y nada más. No se daña ningún tejido blando, lo que le permite trabajar con una precisión que facilita no sólo la cirugía en sí, sino que reduce al mismo tiempo las molestias postoperatorias de sus pacientes.

PIEZOSURGERY® proporciona cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas con la máxima precisión quirúrgica y sensación táctil intraoperatoria.

Los cortes selectivos protegen cualquier tipo de tejido blando. Los nervios, vasos y membranas no se lesionan al cortar hueso. De este modo, PIEZOSURGERY® ofrece la máxima seguridad para cirujanos y pacientes.

PIEZOSURGERY® ofrece la máxima visibilidad intraoperatoria. El efecto de cavitación de los movimientos ultrasónicos conduce a una zona quirúrgica libre de sangre.

Set de equipamiento

- 1 unidad PIEZOSURGERY® Blanca
- 1 kit de 8 tubos para bomba
- 1 llave dinamométrica K8
- 1 pedal, cable de alimentación y maleta (pieza de mano e insertos no incluidos)

