



CONTRA-ÁNGULOS

RESISTENTE

Una pieza de mano sorprendentemente resistente y confiable. NSK combinó diseño avanzado y tecnologías de procesamiento de vanguardia para crear instrumentos sorprendentemente resistentes.

El equipo está recubierto con carbono de diamante DL (C-Diamond-LikeCarbon para ofrecer una resistencia hasta cinco veces mayor que en modelos anteriores. Las tecnologías avanzadas de NSK aumentan la resistencia a la esterilización, ofreciendo una mayor confiabilidad para las prácticas dentales.



Ti·Max Z

- Cuerpo de titanio DURAGRIP resistente a los arañazos.
- Óptica de vidrio celular
- Portafresas Push Button
- Microfiltro
- Sistema de cabezal limpio
- Irrigación Interna



Multiplicador 1:5
 Excepcional durabilidad
 Spray cuádruple
 Para fresas FG (Ø 1.6)
 Rodamientos de cerámica
 Sistema de Anti-calentamiento
 Recubrimiento DLC
 Velocidad: 200,000 min⁻¹



Spray cuádruple

Óptico
MODELO: Z95L
CÓDIGO DE PEDIDO: C1034

LED Lavable en termo - desinfectante Esterilizable con autoclave hasta 135°

Ti·Max Z

- Cuerpo de titanio DURAGRIP resistente a los arañazos.
- Óptica de vidrio celular
- Portafresas Push Button
- Microfiltro
- Sistema de cabezal limpio
- Irrigación Interna



Multiplicador 1:5
 Excepcional durabilidad
 Spray Simple
 Para fresas FG (Ø 1.6)
 Rodamientos de cerámica
 Sistema de Anti-calentamiento
 Recubrimiento DLC
 Velocidad: 200,000 min⁻¹



Óptico
MODELO: Z85L
CÓDIGO DE PEDIDO: C1062

LED Lavable en termo - desinfectante Esterilizable con autoclave hasta 135°



NSK CONTRA-ÁNGULOS



COMODIDAD

La pieza de mano es más fácil de manejar, más limpia y segura.
Al revisar todo, desde el formato del instrumento hasta los aspectos de las funciones de higiene y seguridad utilizando las tecnologías más avanzadas, hicimos que el contraángulo fuera más ergonómico y confiable para el dentista y más seguro para el paciente, reduciendo el estrés de los dentistas y pacientes. Solo la línea PremiumTi-MaxZ de NSK ofrece estas características únicas.

Ti-Max Z45L

La cabeza angular de 45° proporciona una accesibilidad óptima y visibilidad total

El primer contraángulo de 45° del mundo le permitirá alcanzar fácilmente incluso los molares menos accesibles, algo que nunca sería posible con un contraángulo convencional. Gracias a su diseño refinado, el Ti-Max Z45L también proporciona una excelente visibilidad y un campo de trabajo más amplio, permitiendo más espacio entre las partes adyacentes y el cuerpo de la pieza de mano. La función de corte del Ti-Max Z45L es potente y constante, lo que reduce la duración de las extracciones de muelas del juicio, un procedimiento muy laborioso, en comparación con los contra-ángulos convencionales.



Ti-Max Z

- Cuerpo de titanio DURAGRIP resistente a los arañazos.
- Óptica de vidrio celular
- Portafresas Push Button
- Cabezal angular de 45°
- Pulverizador Quattro (Nebulización / Chorro)
- Sistema de cabezal limpio
- Microfiltro
- Sistema anti-calentamiento

Pulverizador Quattro
El primer pulverizador de dos funciones del mundo le permite elegir entre nebulización o pulverización por chorro.



Óptico
MODELO: Z45L
CÓDIGO DE PEDIDO: C1064

LED Lavable en termo + desinfectante Esterilizable con autoclave hasta 135°



Ti-Max X

- Cuerpo de titanio DURAGRIP resistente a los arañazos.
- Óptica de vidrio celular
- Portafresas Push Button (Excepto X65L)
- Microfiltro (Excepto X65L)
- Sistema de cabezal limpio
- Irrigación Interna



Multiplicador 1:5
Spray cuádruple
Para fresas FG (Ø 1,6)
Rodamientos de cerámica
Velocidad: 200,000 min⁻¹

Óptico
MODELO: X95L
CÓDIGO DE PEDIDO: C600

No Óptico
MODELO: X95
CÓDIGO DE PEDIDO: C610

LED Leviable en termo - desinfectante Esterilizable con autoclave hasta 135°

NSK CONTRA-ÁNGULOS

Ti-Max X

- Cuerpo de titanio DURAGRIP resistente a los arañazos.
- Óptica de vidrio celular
- Portafresas Push Button (Excepto X65L)
- Microfiltro (Excepto X65L)
- Sistema de cabezal limpio
- Irrigación Interna



Velocidad Directa 1:1
Spray Simple
Para Fresas CA (Ø 2,35)
Velocidad: 40.000 min⁻¹

Óptico
MODELO: X25L
CÓDIGO DE PEDIDO: C601

No Óptico
MODELO: X25
CÓDIGO DE PEDIDO: C611

LED Leviable en termo - desinfectante Esterilizable con autoclave hasta 135°

NSK CONTRA-ÁNGULOS



Ti-Max X

- Cuerpo de titanio DURAGRIP resistente a los arañazos.
- Óptica de vidrio celular
- Sistema de cabezal limpio
- Portafresas Push Button (Excepto X65L)
- Microfiltro (Excepto X65L)
- Irrigación interna



Velocidad Directa 1:1
Spray Simple
Para Fresas HP (Ø 2,35)
Para Fresas CA (Ø 2,35)
Velocidad: 40.000 min⁻¹

Óptico
MODELO: X65L
CÓDIGO DE PEDIDO: H273

NSK
CONTRA-ÁNGULOS

LED X Lavable en agua - desinfectante 100% Esterilizable con autoclave hasta 135°



S-Max M

- Cuerpo de acero inoxidable
- Óptica de vidrio celular
- Sistema de Cabezal Limpio
- Portafresas Push Button (excepto M65)
- Irrigación Interna



Multiplicador 1:5
Spray Quattro
Para Fresas FG (Ø 1,6)
Rodamientos de Cerámica
Velocidad: 200.000 min⁻¹

Óptico
MODELO: **M95L**
CÓDIGO DE PEDIDO: **C1023**

No Óptico
MODELO: **M95**
CÓDIGO DE PEDIDO: **C1026**

LED Lavable en termo-desinfectante Esterilizable con autoclave hasta 135°

NSK CONTRA-ÁNGULOS

S-Max M

- Cuerpo de acero inoxidable
- Óptica de vidrio celular
- Sistema de Cabezal Limpio
- Portafresas Push Button (excepto M65)
- Irrigación Interna



Velocidad Directa 1:1
Spray Simple
Para Fresas CA (Ø 2,35)
Velocidad: 40.000 min⁻¹

Óptico
MODELO: **M25L**
CÓDIGO DE PEDIDO: **C1024**

No Óptico
MODELO: **M25**
CÓDIGO DE PEDIDO: **C1027**

LED Lavable en termo-desinfectante Esterilizable con autoclave hasta 135°

NSK CONTRA-ÁNGULOS



FX series

Pieza de mano de aplicación general

Spray de Agua Externo



Velocidad Directa 1:1
Para fresas de CA (Ø 2,35)
Portafresas Push Button
Sistema de cabeza limpia
Rodamiento de Esferas de Acero
Velocidad: 40,000 min⁻¹

No Óptico
MODELO: **FX25**
CÓDIGO DE PEDIDO: **C1052002**

Esterilizable con autoclave hasta 135°

FX series

Pieza de mano recta

Spray de Agua Externo



Velocidad Directa 1:1
Para Fresas HP (Ø 2,35)
Sistema de Cabezal Limpio
Velocidad: 40.000 min⁻¹

No Óptico
MODELO: **FX65**
CÓDIGO DE PEDIDO: **H1014002**

Esterilizable con autoclave hasta 135°

MICROMOTORES CLÍNICOS

NSK

NLX nano

Una nueva generación de micromotores tan bien equilibrado como una turbina neumática

El NLX Nano está diseñado para minimizar el peso, el tamaño y mejorar el equilibrio del instrumento y el motor en la mano del dentista y reducir la fatiga durante los tratamientos largos. A pesar de su pequeño tamaño y peso ligero, el NLX Nano es tan potente como los micromotores anteriores y tiene variaciones de velocidad más amplias. Su control vectorial de 180° garantiza un control suave y sin movimientos bruscos a cualquier velocidad. Gracias a la iluminación LED, ahora proporciona una luz tan clara como natural, 32,000 LUX*, y garantiza una visión más clara, reduciendo así la fatiga durante el tratamiento.



NLX nano

Sistema de micromotor eléctrico portátil

Spray de Agua Interno **Óptico**

Velocidad: 2.000 - 40.000 min⁻¹, Torque: 3,4 Ncm

Incluye:

NLX nano U (Unidad de control)
NLX nano (motor)
NLX CD (Cable)
NLAC (adaptador de CA) 120V o 220V



MODELO: NLX Nano S120 (120V)
CÓDIGO DE PEDIDO: Y1003498

MODELO: NLX Nano S230 (230V)
CÓDIGO DE PEDIDO: Y1003499

Especificaciones (Unidad de control):
Fuente de alimentación: CA 28V 50 / 60Hz
Dimensiones: 127 x 149 x 54 (mm)
Peso: 517 g

Se requiere el uso del adaptador T912 en el caso de manguera con acople Borden (2 agujeros)

LED  Estabilizable con autotrans hasta 135°

NSK
MICROMOTOR CLINICO



FX205

Spray de Agua Externo

No Óptico

NSK
MICROMOTOR CLINICO



Velocidad Máxima: 25.000 min⁻¹

MODELO: **FX 205 B2**
CÓDIGO DE PEDIDO: **M1006002**

*Borden 2 vias



MODELO: **FX 205 M4**
CÓDIGO DE PEDIDO: **M1005002**

*Midwest 4 vias



ESTERILIZABLE
autoclave hasta 135°



Variosurg3

Sistema para Cirugía Ósea Ultrasónica

La unidad de control compacta tiene un diseño sofisticado que incluye un panel LCD de alta visibilidad y botones de control intuitivos para ayudar a crear un entorno de trabajo seguro y accesible.



Incluye:
Unidad de control
Pieza de mano óptica con cable de 2mt.
Pedal de control FC-78
Caja de esterilización

Óptico
MODELO: VSRG3 LED (120V)
CÓDIGO DE PEDIDO: Y1003459

MODELO: VSRG3 LED (230V)
CÓDIGO DE PEDIDO: Y1003460



Incluye:
Tubo de Irrigación (5 und)
Soporte de la pieza de mano
Kit de Cirugía Básico con 6 puntas

NSK
CIRUGÍA

Variosurg3

Puntas - Cirugía Ósea

NSK
CIRUGÍA



MODELO: SG1
CÓDIGO DE PEDIDO: Z305101

MODELO: H-SG1
CÓDIGO DE PEDIDO: Z305151



MODELO: SG1A
CÓDIGO DE PEDIDO: Z305138



MODELO: SG2R
CÓDIGO DE PEDIDO: Z305102



MODELO: SG2L
CÓDIGO DE PEDIDO: Z305103



Variosurg 3

Puntas - Cirugía Ósea

NSK
CIRUGIA



MODELO: **SG8**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305109**

MODELO: **H-SG8**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305165**



MODELO: **SG8A**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305139**



MODELO: **SG14R**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305122**



MODELO: **SG14L**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305123**

Variosurg 3

Puntas - Cirugía Ósea

NSK
CIRUGIA



MODELO: **SG19**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305135**



MODELO: **SG30**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305137**



MODELO: **SG68**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305141**

Puntas - Escarficador



MODELO: **SG3**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305104**



MODELO: **SG4**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305105**



MODELO: **SG5**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305106**



Variosurg3

Puntas - Extracción



MODELO: **SG17**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305132**



MODELO: **SG18R**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305133**



MODELO: **SG18L**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305134**

Puntas - Elevación de Senos Dentales



MODELO: **SG6D**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305107**



MODELO: **SG7D**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305108**

NSK
CIRUGÍA

Variosurg3

Puntas - Desprendimiento de la Membrana del Seno Maxilar



MODELO: **SG9**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305110**



MODELO: **SG10**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305111**



MODELO: **SG11**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305112**

NSK
CIRUGÍA

Puntas - Elevación de Senos Dentales



MODELO: **SCL1**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305170**



MODELO: **SCL1D**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305171**



MODELO: **SCL2D**
CÓDIGO DE PEDIDO: **Z305182**



Variosurg3

Puntas - Elevación de Senos Dentales



MODELO: SCL3D
CÓDIGO DE PEDIDO: 2305173



MODELO: SCL4D
CÓDIGO DE PEDIDO: 2305111



MODELO: SCL5
CÓDIGO DE PEDIDO: 2305174

Puntas - Escarificación



MODELO: G1-S
CÓDIGO DE PEDIDO: 2305113

NSK
CIRUGÍA

S-Max

- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Push Button
- Irrigación interna y externa



- Sistema de Cabezal Limpio
- Diseño de cabeza sellada

NSK
CIRUGÍA



Reducción 20:1
Torque Máx. 80Ncm
Vel. Máx. 2.000 min⁻¹

No Óptico
MODELO: SG20
CÓDIGO DE PEDIDO: C1010





Ti-Max X

- Cuerpo de titanio DURACOAT resistente a los arañazos.
- Óptica de vidrio celular
- Push Button
- Irrigación interna y externa
- Sistema de cabezal limpio
- Microfiltro
- Diseño de cabeza sellada



Reducción 20:1

Torque Máx. 80Ncm
Vel. Máx. 2.000 min⁻¹
Desmontable



Óptico

MODELO: X-DSG20L
CÓDIGO DE PEDIDO: C1068

No Óptico

MODELO: X-DSG20
CÓDIGO DE PEDIDO: C1067

Lavable en termo-desinfectante
 Esterilizable con autoclave hasta 135°

NSK
CIRUGÍA

Ti-Max X

- Cuerpo de titanio DURACOAT resistente a los arañazos.
- Óptica de vidrio celular
- Push Button
- Irrigación interna y externa
- Sistema de cabezal limpio
- Microfiltro
- Diseño de cabeza sellada



Reducción 20:1
Torque Máx. 80Ncm
Vel. Máx. 2.000 min⁻¹

Óptico

MODELO: X-SG20L
CÓDIGO DE PEDIDO: C1003

Lavable en termo-desinfectante
 Esterilizable con autoclave hasta 135°

NSK
CIRUGÍA





Ti-Max X

- Cuerpo de titanio DURACOAT resistente a los arañazos.
- Óptica de vidrio celular
- Sistema de cabezal limpio
- Irrigación interna y externa



Velocidad Directa 1:1
Para Fresas: HP (ø2,35)
Vel. Máx.: 40.000 min⁻¹

Óptico
MODELO: X-SG65L
CÓDIGO DE PEDIDO: H1009



NSK
CIRUGÍA

Micro-Sierras

Piezas de Mano Micro-Sierra

NSK
CIRUGÍA



Reducción 3:1
Con boquilla de Irrigación
Externa
Máx.: 12.800 movim./min

17° Oscilación



No Óptico
MODELO: SGO2-E
CÓDIGO DE PEDIDO: SH164





Micro-Sierras

Piezas de Mano Micro-Sierra

NSK
CIRUGÍA

Micro-Sierras

Piezas de Mano Micro-Sierra

NSK
CIRUGÍA



Reducción 3:1
Com boquilla de Irrigación
Externa
Máx.: 12.600 movim./min

Reciprocidad de 1,8mm



No Óptico
MODELO: SGR2-E
CÓDIGO DE PEDIDO: SH162

ESTERILIZABLE
ESTERILIZABLE CON
AUTOCLAVE HASTA 135°



Reducción 3:1
Com boquilla de Irrigação
Externa
Máx.: 12.600 movim./min

3° Sagital



No Óptico
MODELO: SGT2-E
CÓDIGO DE PEDIDO: SH163

ESTERILIZABLE
ESTERILIZABLE CON
AUTOCLAVE HASTA 135°



Pieza de Mano Recta

Piezas de mano rectas de microcirugía

NSK
CIRUGÍA



Velocidad Directa 1:1
Para Fresas Quirúrgicas (ø2,35)
Bloqueo de mandril por anillo
Vel. Máx.: 40.000 min⁻¹

No Óptico
MODELO: SGS-ES
CÓDIGO DE PEDIDO: H264

ESTERILIZABLE CON
AUTOCLAVE HASTA 135°

Pieza de Mano Recta

Piezas de mano rectas de microcirugía

NSK
CIRUGÍA



Multiplicador 1:2
Para Fresas Quirúrgicas (ø2,35)
Bloqueo de mandril por anillo
Vel. Máx.: 80.000 min⁻¹

No Óptico
MODELO: SGS-E2S
CÓDIGO DE PEDIDO: H266

ESTERILIZABLE CON
AUTOCLAVE HASTA 135°



Pieza de Mano Recta

Piezas de mano rectas de microcirugía

NSK
CIRUGÍA



Velocidad Directa 1:1
Para Fresas Quirúrgicas (ø2,35)
Bloqueo de mandril por anillo
Vel. Máx.: 40.000 min⁻¹

No Óptico
MODELO: SGA-ES
CÓDIGO DE PEDIDO: H263

ESTERILIZABLE
ESTERILIZABLE con
autoclave hasta 135°